

Техническое средство реабилитации «Активный захват для предметов».



Активный захват предназначен для манипуляций с предметами (захват, подъём, удерживание, перемещение), находящимися вне досягаемости человека в силу различных ограничений его физического состояния: мышечной слабости, травмы, заболевания, проблем опорно-двигательного аппарата.

Люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата имеют ограничения в самостоятельном передвижении и самообслуживании. Бывают случаи, когда им необходимо достать вещь, которая находится вне зоны их воздействия. Это могут быть упавшие ключи или лекарство, которое лежит на полке. В таких случаях активный захват может стать незаменимой вещью.

Активный захват для предметов имеет встроенный магнит для поднятия маленьких металлических предметов. Рукоятка выполнена из резины, которая удобно сидит в ладони, так же имеет специальную вешалку для предотвращения выпадения активного захвата. Чтобы воспользоваться изделием, необходимо нажать кнопку на рукоятки, которая воздействует на створки оборудования. Угол захвата может регулироваться. Сама область захвата имеет шероховатую поверхность для того, чтобы предмет не мог выпасть. Изделие неприхотливо в эксплуатации и имеет продолжительный срок службы.

Люди с ограниченными возможностями смогут достать необходимые вещи без посторонней помощи. Активный захват может широко применяться в быту, например, он помогает дотягиваться до пульта, сотового телефона и т. д.

В период курса реабилитации специалист учреждения проводит обучение получателей социальных услуг правилам пользования техническими средствами реабилитации в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (ИПРА).

